



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-000001195

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202506019036063600120011010000011958521781511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-05-15T14:24:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1505202506019036063600120011010000011958521781511

**REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER
E HIJOS CIA. LTDA.**

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS				
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	15/05/2025	Fecha Fin Transporte:	15/05/2025	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000003166	Aut.:		Fec.Emisión:	15/05/2025
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de Llegada):	AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y J.J. SAM LOJA, LOJA 072587053				
RUC/CI (Destinatario):	1160004660001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA				
Documento Aduanero:	Código Establecimiento Destino:				
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
7838000001	LYSERCCELL-WNR WNR-210A XN (P4015.03.12.2025)	1.00	
SM10445720	TROMBINA FCOX1 ML FIBRINOGENO CA600 (567449C-17.03.2026)	5.00	
7255926190	CLEANSOL COBAS T411 12 X 5 ML (74435901.31.05.2025)	1.00	
7103352190	PT SCREEN COBAS T411 10 X 10 ROCHE (79790401.28.02.2026)	4.00	
3260917184	S1 RINSE SOLUTION (2PCS) (21443892.14.09.2026)	1.00	
DIR2320701001	CONTROL POSITIVO 8 ML UROANALISIS FUS2000 (20240808-07.08.2025.)	1.00	
DIR232030204202	SHEAT 20L PARA FUS2000 DIRUI-CHINA (20240604-03.12.2025.)	1.00	
7026986190	CA 125 G2 ELECSYS E2G 300 COBAS PURE (84718201.31.05.2026)	1.00	
8791732190	TOTAL PSA ELECSYS E2G 300 V2 COBAS PURE (82704401.28.02.2026)	1.00	
9005021190	ANTI-TG ELECSYS 300 COBAS PURE (84585101.31.01.2026)	1.00	
Total:		17.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .