



RUC.: 0190360636001

GUIAS DE REMISION

No.: 001-101-000001807

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202506019036063600120011010000018074035290112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-09-11T15:54:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1109202506019036063600120011010000018074035290112

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00287

RUC/CI(Transportista):	0190420647001	Razón Social/Nombres Apellidos:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADAENVIO EXPRESS		
Punto de Partida:	JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO				
Fecha inicio Transporte:	11/09/2025	Fecha Fin Transporte:	11/09/2025	Placa:	ABG8441
Comprobante de Venta:	001-101-000004095	Aut.:		Fec.Emisión:	11/09/2025
Motivo Traslado:	ENTREGA DE MERCADERIA				
Destino(Punto de llegada):	AV DE LA CIUDAD SN (LA BARRANCA) DIAG AL DISTR DE SALUD MACAS TELE:3703900				
RUC/CI (Destinatario):	1460011650001				
Razón Social/Nombres Apellidos:	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO(HOSPITAL DEL DIA) - MACAS				
Documento Aduanero:		Código Establecimiento Destino:			
Ruta:					

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODIGO AUX
20767107322	TRIGL 250T COBAS C311 (86149901.31.03.2026)	5.00	
3112888180	ISETROL ELECTROLYTE CONTROL (4782.30.09.2026)	1.00	
4404483190	GLUC HK 800T COBAS C311 (86009001.31.05.2026)	2.00	
4460715190	UREA 500T COBAS C311 (88032901.28.02.2026)	4.00	
4489241190	NAOH-D CASETE COBAS C311 (84761901.31.08.2026)	3.00	
4528182190	HBA1C HAEMOLYZING RGT COBAS C311 (84435501.28.02.2026)	1.00	
4555040001	CELL SET COBAS C311 (0000355602.15.07.2026)	1.00	
4813707001	HALOGEN LAMP C311 (SL-SC)	1.00	
5336163190	HBA1C TQ GEN.3. 150 TEST C311 (83940601.31.07.2026)	2.00	
7051506001	XN CHECK 12X3.0 ML LEVEL 1.2.3 (JUEGO) (5225.02.11.2025)	1.00	
7837984001	LYSERCELL WDF WDF210A XN (P5007.25.03.2026)	1.00	
Total:		22.00	

Recibido por: _____

Solo firme si ha recibido TODOS los productos y en las cantidades especificadas en el documento .